

Ce capteur SPO2 repositionnable, compatible, est scellé pour une utilisation sur patient unique pour un monitoring continu non invasif de la saturation artérielle en oxygène et de la fréquence de pouls chez des adultes de plus de 40 Kg.
A utiliser avec l'oxymètre compatible (cf. Tableau de conversion)

CONSEILS D'UTILISATION

L'index constitue le site préférentiel pour le capteur. Orienter le capteur de façon à placer l'ongle juste dessous. Brancher le raccord du capteur dans l'oxymètre approprié, et s'assurer du bon fonctionnement conformément au manuel d'utilisation de l'oxymètre.

Remarque: Lorsque vous sélectionnez le site du capteur, le choix doit se porter sur un membre sans cathéter artériel, brassard à tension ou voie intravasculaire de perfusion veineuse.

Les capteurs repositionnables peuvent être utilisés sur un même site pendant une période maximale de 4 heures, à condition d'inspecter régulièrement le site pour en vérifier l'intégrité de la peau ainsi que le bon positionnement. La qualité de la peau du patient peut affecter la tolérance à la pose du capteur. Il est donc parfois recommandé pour certains patients de changer le site d'application plus fréquemment.

Remarque: Si le patient porte du vernis (ou de faux ongles), veuillez utiliser un autre site d'application, ou ôter le vernis (ou le faux ongle).

EN CAS DE PANNE

Si le capteur ne peut détecter le pouls ou la saturation artérielle en oxygène de manière fiable, cela signifie que le doigt est mal positionné dans le capteur, ou que le site du capteur est trop épais, trop fin, ou encore beaucoup trop pigmenté pour permettre une transmission correcte de la lumière. Dans ce cas, repositionner le capteur.

Eviter tout site risquant d'être affecté par une lumière ambiante excessive, des mouvements excessifs ou une interférence électrique.

NE PAS UTILISER LE CAPTEUR PENDANT L'EXPLORATION PAR RMN. TOYAGE

Le capteur peut être nettoyé en surface avec de l'alcool (isopropyl) à 70%

Ne pas immerger le capteur ou le connecteur dans un liquide.

Ne pas restériliser.

Le capteur digital SPO2 ne sera pas endommagé par une exposition à un mélange d'oxyde éthylène de 49° à 54° C.

Remarque: Se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil pour obtenir les instructions d'utilisation complètes du capteur avec le moniteur concerné.

Précision: Se conformer aux spécifications précisées par le fabricant.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an depuis la date d'achat, pour tout défaut de fabrication et de matériel venant de VIAMED. La seule obligation de VIAMED sous garantie est de réparer ou de remplacer le produit.

Contacter le distributeur local pour tout retour sous garantie.

Les composants internes sont fabriqués selon nos spécifications. VIAMED n'a aucun accord de brevet avec aucun fabricant d'oxymètre.

Tableau de conversion des capteurs de SpO2

Notes références	Identification modèle, nom d'origine	Longueur (m)	Fabricant d'origine
P858RA	Explorer Monarch 556 9700 Series Vitalart 1000 Narcomed Cicero Propaq 102 104 106 HG302 Module BP808 Miracle Adult/Neonatal System Martin M1020A (Requires P924E8) 4500 Plus 2 405A Eagle 3100 2800-50 OP11A OP30 Escort 100 Escort II 800-080-730 Horizon XL (Nellcor) C-13-200M N-200 DS100A Propaq 4621643 4700708 DSNT 1281 015-0150-00 90485/86/87/89 90851A-08 860-0003-00 (Nellcor). Requires P926E10	0.9	Baxter Corometrics Criticum Dräger Erit Medical Fukuda Denoh Gambro Hewlett Packard InVivo Ivy Medical Marquette Medical Data Mennen Nellcor Propaq S & W Vickers Siemens Specmate
P857RA	90851A-08 90419-01 90485 90486 90467 90468 90485 90351-DVG	3	Specmate
P859RA	9700 Series N8000 N180E N180	3.65	Criticum Nellcor
P860RA	S-100e	3.65	Siemens
P861RA	3044 3300 3301 3302 Bruker 9006194 P8C1000	0.9	Biochem (BCI) Bruker Elmed
P862RA	511SD/9348D 1100 1100-3 501 503 504 507 508 581 Post Plus	3	Criticum
P863RA	0800-00-0026-02 Passport (Requires P863E10)	0.9	Datascope
P864RA	0800-00-0026-01 Accusort	3.65	Datascope
P865RA	9084 9700 Series 786721 787387 Oxysuttle OMNI-SAT	0.9	Criticum Sensor Medics
P867RA	Trim System Modular System 800-080-540 Horizon XL (Ohmeda) 3700 4700 Oxystat Plus 4700 380-1000-042 8051-0000-049 Oxystat Modular CD	3.65	Marquette Mennen Ohmeda
P872RA	CH-25 Satellite ULTS00 Oscar II M-ESTPR CH-RS ULTSVO Cardio Cap II 878578-1 SAS-F4 CG-2CS CH-S CH-RS ULTSIO ULTSVIAS3 OSP-200	3.65	Datex Datex
P873RA	CH-25 Satellite ULTS00 Oscar II M-ESTPR CH-RS ULTSVO Cardio Cap II 878578-1 SAS-PF4 CG-2CS CH-S CH-RS ULTSIO ULTSVIAS3 OSP-200	0.9	Datex Datex
P875RA	8880 500 Series	3	Novametrics
P876RA	8774 8776 505 511 515 520 7000 Oxyleth (Requires P825E2) 388-083-001 90419 90501 90851A-03 (Novametrics)		Novametrics Specmate
P877RA	8887 Dinamap Oxyleth	0.9	Criticum




VIAMED



CAPTEURS SpO2

MODE D'EMPLOI ET RECOMMANDATIONS



VIAMED LIMITED:

15 Station Road, Cross Hills, Kelghley,
West Yorkshire BD20 7DT
United Kingdom



Distribué par:

CONTROLE GRAPHIQUE:
4, Chemin de Villermenon
77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX
Tél: 01.64.05.05.75
Fax: 01.64.05.16.24

VIAMED

CAPTEURS SP02

MODE D'EMPLOI ET RECOMMANDATIONS

VIAMED LIMITED: 15 Station Road, Cross Hills, Keighley West Yorkshire BD20 7 DT

Distribué par :

CONTROLE GRAPHIQUE: 4, chemin de Villemenon
77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX
Tél : 01.64.05.05.75
Fax : 01.64.05.16.24

Ce capteur SPO2 repositionnable, compatible, est conseillé pour une utilisation sur patient unique pour un monitoring en continu non invasif de la saturation artérielle en oxygène et de la fréquence de pouls chez des adultes de plus de 40 Kg.

A utiliser avec l'oxymètre compatible (cf. Tableau de conversion)

CONSEILS D'UTILISATION

L'index constitue le site préférentiel pour le capteur. Orienter le capteur de façon à placer l'ongle juste dessous. Brancher le raccord du capteur dans l'oxymètre approprié, et s'assurer du bon fonctionnement conformément au manuel d'utilisation de l'oxymètre.

Remarque: Lorsque vous sélectionnez le site du capteur, le choix doit se porter sur un membre sans cathéter artériel, brassard à tension ou voie intravasculaire de perfusion veineuse.

Les capteurs repositionnables peuvent être utilisés sur un même site pendant une période maximale de 4 heures, à condition d'inspecter régulièrement le site pour en vérifier l'intégrité de la peau ainsi que le bon positionnement. La qualité de la peau du patient peut affecter la tolérance à la pose du capteur. Il est donc parfois recommandé pour certains patients de changer le site d'application plus fréquemment.

Remarque: Si le patient porte du vernis (ou de faux ongles), veuillez utiliser un autre site d'application, ou ôter le vernis (ou le faux ongle).

EN CAS DE PANNE

Si le capteur ne peut détecter le pouls ou la saturation artérielle en oxygène de manière fiable, cela signifie que le doigt est mal positionné dans le capteur, ou que le site du capteur est trop épais, trop fin, ou encore beaucoup trop pigmenté pour permettre une transmission correcte de la lumière. Dans ce cas, repositionner le capteur.

Eviter tout site risquant d'être affecté par une lumière ambiante excessive, des mouvements excessifs ou une interférence électrique.

NE PAS UTILISER LE CAPTEUR PENDANT L'EXPLORATION PAR RMN.

NETTOYAGE

Le capteur peut être nettoyé en surface avec de l'alcool (isopropyl) * 70%

Ne pas immerger le capteur ou le connecteur dans un liquide.

Ne pas restériliser.

Le capteur digital SPO2 ne sera pas endommagé par une exposition à un mélange d'oxyde éthylène de 49° à 54° C.

Remarque: Se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil pour obtenir les instructions d'utilisation complètes du capteur avec le moniteur concerné.

Précision: Se conformer aux spécifications précisées par le fabricant.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an depuis la date d'achat, pour tout défaut de fabrication et de matériel venant de VIAMED. La seule obligation de VIAMED sous garantie est de réparer ou de remplacer le produit.

Contracter le distributeur local pour tout retour sous garantie.

Les composants internes sont fabriqués selon nos spécifications. VIAMED n'a aucun accord de brevet avec fabricant d'oxymètre.

Le capteur digital SPO2 ne sera pas endommagé par une exposition à un mélange d'oxyde ethylène de 49° à 54° C.

Remarque: Se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil pour obtenir les instructions d'utilisation complètes du capteur avec le moniteur concerné.

Précision: Se conformer aux spécifications précisées par le fabricant.

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an depuis la date d'achat, pour tout défaut de fabrication et de matériel venant de VIAMED. La seule obligation de VIAMED sous garantie est de réparer ou de remplacer le produit.

Contracter le distributeur local pour tout retour sous garantie.

Les composants internes sont fabriqués selon nos spécifications. VIAMED n'a aucun accord de brevet avec aucun fabricant d'oxymètre.

FRSP 19/02/99

VIAMED

CAPTEURS SP02

MODE D'EMPLOI ET
RECOMMANDATIONS

VIAMED LIMITED: 15 Station
Road, Cross Hills, Keighley West
Yorkshire BD20 7 DT

Distribué par :

CONTROLE GRAPHIQUE:
4, chemin de Villemenon
77257 BRIE COMTE ROBERT
CEDEX

Tél : 01.64.05.05.75

Fax : 01.64.05.16.24

Ce capteur SPO2 repositionnable, compatible, est conseillé pour une utilisation sur patient unique pour un monitoring en continu non invasif de la saturation artérielle en oxygène et de la fréquence de pouls chez des adultes de plus de 40 Kg.

A utiliser avec l'oxymètre compatible (cf. Tableau de conversion)

CONSEILS D'UTILISATION

L'index constitue le site préférentiel pour le capteur. Orienter le capteur de façon à placer l'ongle juste dessous. Brancher le raccord du capteur dans l'oxymètre approprié, et s'assurer du bon fonctionnement conformément au manuel d'utilisation de l'oxymètre.

Remarque: Lorsque vous sélectionnez le site du capteur, le choix doit se porter sur un membre sans cathéter artériel, brassard à tension ou voie intravasculaire de perfusion veineuse.

Les capteurs repositionnables peuvent être utilisés sur un même site pendant une période maximale de 4 heures, à condition d'inspecter régulièrement le site pour en vérifier l'intégrité de la peau ainsi que le bon positionnement. La qualité de la peau

du patient peut

-affecter la tolérance à la pose du capteur. Il est donc parfois recommandé pour certains patients changer le site d'application plus fréquemment.

Remarque: Si le patient porte du vernis (ou de faux ongles), veuillez utiliser un autre site d'application, ôter le vernis (ou le faux ongle).

EN CAS DE PANNE

Si le capteur ne peut détecter le po ou la saturation artérielle en oxygène de manière fiable, cela signifie que le doigt est mal positionné dans le capteur, ou que le site du capteur est trop épais, trop fin, ou encore beaucoup trop pigmenté pour permettre une transmission correcte de la lumière. Dans ce cas, repositionner le capteur.

Eviter tout site risquant d'être affecté par une lumière ambiante excessive, des mouvements excessifs ou une interférence électrique.

NE PAS UTILISER LE CAPTEUR PENDANT L'EXPLORATION PAR RMN.

NETTOYAGE

Le capteur peut être nettoyé en surface avec de l'alcool (isopropyl) 70%

Ne pas immerger le capteur ou le connecteur dans un liquide.

Ne pas stériliser.