

SERVICE / KALIBRIERPROTOKOLL – SERVICE AND CALIBRATION PROTOCOL

Honeywell
 Healthcare Solutions GmbH

MySign® O

GERÄTETYP – TYPE OF DEVICE: MySign O		SER.-NR. GERÄT – DEVICE SERIAL 103629	SER.-NR. SENSOR – SENSOR SERIAL	KUNDE – CUSTOMER Viamed	DATUM – D 10.03.25
ZUBEHÖR - ACCESSORIES:					
1.	Sichtkontrollen – Visual Controls	OK	Bemerkungen – Comments	3.	Endtest – Final test
1.1.	Gehäuse – Housing	☒		3.1.	Entsprechend Prüfliste 065-24-Prüfliste_MySign O Kalibration / Calibration (21%)
1.2.	Befestigungselemente – Fasteners	☒		3.2.	Kalibration / Calibration (100%)
1.3.	Beschriftung / Label – Label	☒		3.3.	Kontrollmessungen – Check Readings:
1.4.	Spiralkabel	☒		3.4.	Stickstoff / Nitrogen (100% N2)
				3.5.	Sauerstoff / Oxygen (100% O2)
2.	Elektrische Kontrollen – Electrical Controls			3.6.	Sensorwechsel Changing of Sensor
2.1.	Federkontakte – Spring Device	☒		3.6.1	Sensor alt – Old Sensor
2.2.	Sensorverbindung – Sensor Connection	☒		3.6.2	Sensor neu – New Sensor
2.3.	Display – Display	☒		☒	Sensorwechsel nicht nötig – Changing of sensor not needed
2.4.	Akustische Signale – Audio Signals	☒		4.	Abschluß d. Wartung – End of Service
2.5.	Optische Signale – Optical Signals	☒		4.1.	Reinigung d. Gerätes – Device Clean.
2.6.	Akku – Rechargeable Battery	☒			
2.7.	Leiterplatte – Printed Circuit Board	☒			
2.8.	Display – Display	☒			
2.9.	Frontfolie - Keypad	☒			
2.10.	Lage des Sensors	☒			
	Sonstiges – Others				
Honeywell Healthcare Solutions GmbH Alter Holzhafen 18 23966 Wismar / GERMANY Tel.: +49-3841-360-1 Fax: +49-3841-360-222 Service: +49-3841-360-480 E-Mail: info@envitec.com URL: www.envitec.com					
Wartung durchgeführt – Service proceeded		The date and time must be reset Device came without Akku			
DATUM – DA 10.03.25	UNTERSCHRIFT / FIRMENSIGNEATUR i.A. B. B.				