

SERVICE / KALIBRIERPROTOKOLL – SERVICE AND CALIBRATION PROTOCOL

MySign® O



GERÄTETYP – TYPE OF DEVICE MySign O	SER.-NR. GERÄT – DEVICE SERIAL 100107	SER.-NR. SENSOR – SENSOR SERIAL	KUNDE – CUSTOMER Viamed	DATUM – D 19.02.26
--	--	---------------------------------	----------------------------	-----------------------

ZUBEHÖR - ACCESSORIES:		OK	Bemerkungen –	3. Endtest – Final test	Seriennummer – Serial No.	Bemerkungen –
1. Sichtkontrollen – Visual Controls				Entsprechend Prüfliste 065-24-Prüfliste_MySign O		
1.1. Gehäuse – Housing	<input checked="" type="checkbox"/>		3.1. Kalibration / Calibration (21%)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / Yes		
1.2. Befestigungselemente – Fasteners	<input checked="" type="checkbox"/>		3.2. Kalibration / Calibration (100 %)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja / Yes		
1.3. Beschriftung / Label – Label	<input checked="" type="checkbox"/>		3.3. Kontrollmessungen – Check Readings:	Sollwert - Set Value	Istwert / Actual value	
1.4. Spiralkabel	<input checked="" type="checkbox"/>		3.4. Stickstoff / Nitrogen (100% N2)	0% (+/- 0,1%)	0,0	
			3.5. Sauerstoff / Oxygen (100% O2)	100% (+/- 3%)	100,1	
2. Elektrische Kontrollen – Electrical Controls			3.6. Sensorwechsel			
2.1. Federkontakte – Spring Device	<input checked="" type="checkbox"/>		3.6.1 Sensor alt – Old Sensor			
2.2. Sensorverbindung – Sensor Connection	<input checked="" type="checkbox"/>		3.6.2 Sensor neu – New Sensor	<input checked="" type="checkbox"/> Sensorwechsel nicht nötig – Changing of sensor not needed		
2.3. Display – Display	<input checked="" type="checkbox"/>					
2.4. Akustische Signale – Audio Signals	<input checked="" type="checkbox"/>	new				
2.5. Optische Signale – Optical Signals	<input checked="" type="checkbox"/>	new	4. Abschluß d. Wartung – End of Service			
2.6. Akku – Rechargeable Battery	<input checked="" type="checkbox"/>	new	4.1. Reinigung d. Gerätes – Device Clean.	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.7. Leiterplatte – Printed Circuit Board	<input checked="" type="checkbox"/>		Weitere Maßnahmen – Further Actions:			
2.8. Display - Display	<input checked="" type="checkbox"/>					
2.9. Frontfolie - Keypad	<input checked="" type="checkbox"/>					
2.10. Lage des Sensors	<input checked="" type="checkbox"/>					
Sonstiges – Others						
Honeywell Healthcare Solutions GmbH Alter Holzhafen 18 23966 Wismar / GERMANY						
Wartung durchgeführt – Service proceeded						
UNTERSCHRIFT / FIRMS SIGNATURE: <i>i.A. J.W.</i>						
DATUM – DA 19.02.26						

Honeywell Healthcare Solutions GmbH
Alter Holzhafen 18
23966 Wismar / Germany

Tel.: +49-3841-360-1
Fax: +49-3841-360-222
Service: +49-3841-360-480

E-Mail: info@envitec.com
URL: www.envitec.com

21-Serviceprotokoll_MySign_O.docx, Rev. 0, gültig ab 11.02.2016