

PRÜFBERICHT – TEST REPORT

Sauerstoffsensoren/Oxygen Sensors OOA, OOI, OOD und OOM

Kunde/ Customer	Vandagraph	Retour/ RMA- No.	Kunde/Customer RTS31001091	Honeywell Healthcare Solutions GmbH 300298577
Artikel/ Article	OOD103-1V	Anzahl/ Quantity	1	Eing. Datum/ Inc. Date 05.08.26
Bearbeitet/ processed	K. Bull	Prüfdatum/ Insp. Date	06.08.26	Geprüft/ Inspected 

Produkt/ Identification				Messwert/ Test Result						Bewertung/ Evaluation				
Nr.	Seriennummer / Serial no.	Herstell- code/ Manufact. code	Garantie bis/ warranty until	Initial* Luftwert/ Air signal @ 20,9% O ₂ [mV]		Nullsignal/ Offset @ 0% O ₂ [µV]		Linearität/ Linearity [%]		Bemerkung/ Remark	außerhalb Garantie/ out of warranty	kein Fehler festgestellt/ no failure found	Fehlercode/ Failure- code	A: Austausch / Replacement G: Gutschrift / credit R: Rücksendung / return
				Ist / read	Spec.	Ist / read	Spec.	Ist / read	Spec.					
1	123321	03/26	06/27	10,9	9-13	34	<200	-0,36	<3%			x		G
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

Header O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance

Fehler O2-S001: G

Fehler O2-S001: Luftwert außerhalb Toleranz/ Air signal out of tolerance

Fehler O2-S003: Offset außerhalb Toleranz/ Offset out of tolerance

Fehler O2-S005: Gehäuse defekt/ Housing defective

Fehler O2-S007: Sonstiges (unter Angabe in Bemerkung) / Others (see remark)

Fehler O2-S002: Signal instabil / Signal not stable

Fehler O2-S004: Signal 0mV / Signal 0mV

Fehler O2-S006: Elektrolyt Austritt / Electrolyte leakage

(*) Long-term output drift < 1 % vol. oxygen per month, typically < -15 % relative over lifetime