

bluepoint MEDICAL

bluepoint medical GmbH & Co. KG - An der Trave 15 - 23923 Selmsdorf

Viamed
Steve Nixon
15 Station Road, Cross Hills
BD20 7DT KEIGHLEY - WEST YORKSHIRE
GROßBRITANNIEN

Delivery note

Document No. 31923
Number: 2020-20341
Date: 10.02.2020
Customer No. 10247
Contact: S. Hauer
phone:

Shipment	UPS	Our VAT No.	DE246167530
Delivery cond.	Pick up	Our Tax No.	
Reference		Ausländ. StNr	
Cust. Ref.	C. Green	Your VAT No.	GB287389593
Cust.Doc.	calibration		

Dear Ladies and Gentlemen,

thank you very much for your order. According to our terms and conditions we confirm your order hereby.

Pos.	Article No.	Description	date of deliv	Qty. Pqty
1	99993	06/02/2020 SN: CE0181	10.02.2020	1 pcs

Bitte beachten Sie, dass der Export unserer Produkte in Länder außerhalb der EU unter Umständen Beschränkungen unterliegt. Vor allem in Staaten, die einem EU- oder UN-Wirtschaftsembargo unterliegen wie etwa Iran, Irak oder Nordkorea, sind vorab bei den für Sie zuständigen Behörden entsprechende Genehmigungen einzuholen und Meldungen vorzunehmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Einrichtung oder die jeweilige Stelle bei der EU oder den UN.

Please note that the export of our products to countries outside the EU may be subject to restrictions. Especially in states under an EU or UN economic embargo, such as Iran, Iraq or North Korea, the relevant permits have to be obtained from, and applications made to, the authorities responsible for you beforehand. If you have any questions, please contact the institution responsible for you or the respective department at the EU or UN.

A member of the bluepoint group

bluepoint medical
GmbH & Co. KG

medical - safety - diagnostic An der Trave 15 D-23923 Selmsdorf General manager: Dipl.-Ing. Bernd Lindner
Phone: +49-(0)-38823-548-8000 Sales: +49-(0)-38823-548-8001 Fax: +49-(0)-38823-548-8029 e-mail: info@bluepoint-medical.com
http://www.bluepoint-medical.com

Bank accounts:

Commerzbank AG, BLZ/bankcode: 130 400 00
€-Kto./acct.: 35 3399 9
BIC(Swift Code) COBADEFF131
IBAN DE66 1304 0000 0353 3999 00

HypoVereinsbank AG, BLZ/bankcode: 200 300 00
€-Kto./acct.: 638 00 68 66
BIC(Swift Code) HYVEDEMM300
IBAN DE91 2003 0000 0638 0068 66

HypoVereinsbank AG, BLZ/bankcode: 700 202 70
\$-Kto./acct.: 879 533 139
BIC(Swift Code) HYVEDEMMXXX
IBAN DE62 7002 0270 0879 5331 39

Ust-Nr./VAT-No. DE 246 167 530

Trade register: Schwerin Reg.-No.: HRA 2600

bluepoint MEDICAL	Prüfprotokoll	Revision 0
Internes Dokument	Widerstandsmessgerät SpiroTrue A - Endtest -	Seite 1 von 1

Gerätebezeichnung	Seriennummer	Prüfmittelnummer
Widerstandsmessgerät SpiroTrue A	ID 883559	n/a

Testschritt	Testentscheidung	Kommentar
-------------	------------------	-----------

1. Sichtkontrolle

Gehäuse: ☒ OK ☐ nicht OK

Sonstiges: ☒

2. Kalibrierung

Vorgehensweise: - Gerät einschalten und **mind. 15 min** eingeschaltet lassen
- Jeweils **10x** das Prüfmuster SpiroTrue A (**PM057**) anstecken und Wert notieren (**oberes und unteres Display**)

Sollwert	Oben	Unten	Ergebnis	Sollwert	Oben	Unten	Ergebnis
0.0 $\Omega \pm 0.1$	0,065	0,058	☒ OK ☐ nicht OK	2.40 $\Omega \pm 0.03$	2,411	2,413	☒ OK ☐ nicht OK
0.0 $\Omega \pm 0.1$	0,061	0,062	☒ OK ☐ nicht OK	2.40 $\Omega \pm 0.03$	2,415	2,413	☒ OK ☐ nicht OK
0.0 $\Omega \pm 0.1$	0,064	0,057	☒ OK ☐ nicht OK	2.40 $\Omega \pm 0.03$	2,410	2,412	☒ OK ☐ nicht OK
0.0 $\Omega \pm 0.1$	0,061	0,060	☒ OK ☐ nicht OK	2.40 $\Omega \pm 0.03$	2,410	2,412	☒ OK ☐ nicht OK
0.0 $\Omega \pm 0.1$	0,060	0,061	☒ OK ☐ nicht OK	2.40 $\Omega \pm 0.03$	2,414	2,413	☒ OK ☐ nicht OK
0.0 $\Omega \pm 0.1$	0,063	0,057	☒ OK ☐ nicht OK	2.40 $\Omega \pm 0.03$	2,409	2,415	☒ OK ☐ nicht OK
0.0 $\Omega \pm 0.1$	0,064	0,057	☒ OK ☐ nicht OK	2.40 $\Omega \pm 0.03$	2,409	2,413	☒ OK ☐ nicht OK
0.0 $\Omega \pm 0.1$	0,060	0,060	☒ OK ☐ nicht OK	2.40 $\Omega \pm 0.03$	2,412	2,413	☒ OK ☐ nicht OK
0.0 $\Omega \pm 0.1$	0,060	0,060	☒ OK ☐ nicht OK	2.40 $\Omega \pm 0.03$	2,409	2,413	☒ OK ☐ nicht OK
0.0 $\Omega \pm 0.1$	0,060	0,060	☒ OK ☐ nicht OK	2.40 $\Omega \pm 0.03$	2,409	2,412	☒ OK ☐ nicht OK

3. Ergebnis

Kalibrierung erfolgreich durchgeführt: ☒ OK ☐ nicht OK

Kalibriert bis: 07.02.2023

Kalibrierort: bluepoint Medical

Umgebungsparameter 22,43 °C 1025 hPa

Referenz: Prüfmuster SpiroTrue A PM057

4. Sonstiges

☒

Kalibrierung durchgeführt: Bearbeiter: *Brüning* Datum: 07.02.2020

Bluepoint MEDICAL GmbH & Co. KG
An der Trave 15
23923 Selmsdorf, Germany

E-Mail: info@bluepoint-medical.com
Service: service@bluepoint-medical.com
www.bluepoint-medical.com