

Test Report OOM108 Oxygen Sensor Adószám: 14306938-2-06

Test Place: / Teszt helyszíne:	Fajér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.	Tested by: / Tesztet végző személy	<i>Káng: Kószló</i>
Ventilator Master Data / Lélegeztetőgép adatai			
Ventilator type: / Típus:	<i>MAQUET Servo-I.</i>	Ventilator Serial Number: / Sorozatszám:	<i>80271</i>
Ventilator Software Version: / Szoftver:	<i>v8.00.01</i>	Ventilator Manufacturing Date: / Gyártási idő:	<i>2015.04.20</i>
Sensor Master Data (currently used / original one) / Szenzor adatai (jelenleg használt / eredeti)			
Sensor type: Szenzor típusa	<i>MAQUET O2 sensor</i>	Sensor Part Number: / Cikkszám:	<i>66 40 044</i>
Sensor Serial Number: / Sorozatszám:	<i>AA439790</i>	Others: / Egyéb:	<i>2020-10</i>
Sensor Master Data (tested sensor) / A tesztelt szenzor adatai			
Sensor type: / Szenzor típusa	<i>Honeywell medical O2 sensor</i>	Sensor Part Number: / Cikkszám:	<i>OOM108 E01-00-0075</i>
Sensor Serial Number: / Sorozatszám:	<i>A600001</i>	Others: / Egyéb	<i>Gyártási idő: 2023-03-01</i>

Test Assignment / Teszt szempontjai

Check of oxygen sensor OOM108 in MAQUET ventilator regarding to compatibility, usability, installation, calibration and measurement accuracy.

Az OOM108 O₂ szenzor tesztelése a MAQUET lélegeztetőgépben kompatibilitás, felhasználhatóság, telepítés, kalibráció, és méréspontosság szempontok alapján.

Checklist

Pos.	Check Item	Yes	No	Comments/megjegyzés
1	Sensor usability / Érzékelő használata Sensor usability is same as the original one? / A használata ugyanaz, mint az eredeti érzékelőnek?	<i>X</i>		
2	Sensor installation / Telepítés Sensor installation is same as the original one? / A telepítése ugyanolyan, mint az eredeti érzékelőnek?	<i>X</i>		
3	Sensor calibration / Kalibráció Sensor calibration was successful in the ventilator? / A lélegeztető kalibrációja sikeres volt?	<i>X</i>		
4	Oxygen Measurement / Mérés Sensor works without issues in ventilator? Problémamentesen zajlott a lélegeztetőgép működése?	<i>X</i>		

Final Conclusion:

The oxygen sensor type OOM108 tested in MAQUET ventilator is compatible to the currently used oxygen sensor made by MAQUET.

Eredmény:

A tesztelt OOM108 érzékelő teljes mértékben kompatibilis a MAQUET gyártmányú O₂ érzékelővel a MAQUET lélegeztetőgépben.



Yes/Igen



No/Nem

Amennyiben nemleges választ adott, és van egyéb, lényeges megjegyzése, kérem, írja le!

2023.05.27.

Date: / Dátum:

Signature: / Aláírás

Szent Györgyi Sándor Oktató Kórház
8000 Szekesfehervar, Seregélyesi út 3.
Fejér Megyei



C:\Users\E339512\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\YEPULFMN\OOM108_compatibility_check-0.docx

Template: Prüfbericht.dot / Rev. 2 gültig: 05.01.2023

Revision:

Created –
Erstellt:

Page –
Seite:

MS

1 / 1

WQL MED Kft.

6724 Szeged, Kápolna u. 8.

Banksz.:

10300002-10403675-49020010

Adószám: 14306938-2-06