

PRÜFBERICHT - TEST REPORT

Sauerstoffsensoren MED / Oxygen Sensors Medical Use

Vorgangsnummer/ Process Number	47428461	Benachrichtigungsnummer/ Notification Number	300233911
-----------------------------------	----------	---	-----------



Kunde / Customer <i>Vianed</i>	Kunden - Auftragsnummer / Customer Order No. RTS1100754
-----------------------------------	---

Auftragsdatum / Date of Order 05.02.2021	
Lief.an code/ Delivery Code	Aufgenommen von / Received by <i>KG</i>

Beanstandung / Objection <i>Erratic</i>
--

Artikelnummer / Part No. E1002737	Herstell. Datum / Date of Manufact. 06/20	Code + Seriennummer / Code + Serial No. 105662	Garantie bis / End of Warranty Date 08/21	Beschreibung / Description Oxygen Sensor OOD103 VAN 8010020
---	---	--	---	--

Prüfkriterien unter Standardbedingungen / Test Parameters under Standard Conditions

- Ausgangssignal an Luft / Output Signal in Atmosphere [20,95 % vol.O2]
- Linearitätsfehler, Meßfehler / Linearity Error, Error of Measurement [100 % vol.O2]
- Nullsignal / Zero Signal [100 % vol.N2]

Messprotokoll / Test Report

Prüfkriterien / Test Parameters	Spezifiziert / Specified	Gemessen / Measured	
		Signal1	Signal1
1 [mV]	<i>11 ± 2</i>	-	-
2 [%]	<i>± 200</i>	-	-
3 [µV]	<i>± 3</i>	-	-

Prüfbericht / Checklist

Fehler / Defect:	O2-S001...Luftwert außerh. Toleranz / Signal Out Of Tolerance	
	O2-S002...Signal Instabil / Signal Not Stable	
	O2-S003...Offset Außerh. Toleranz / Offset Out Of Tolerance	
	O2-S004...Signal 0mV / Signal 0mV	
	O2-S005...Gehäuse Defekt / Housing Defective	
	O2-S006...Elektrolytaustritt / Electrolyte Leakage	
	O2-S007...Sonstiges / Others	
Bemerkungen / Remark	kein Fehler festgestellt, Sensor innerhalb Spezifikation / No failure found, Sensor within specifications	
	außerhalb der Garantie / out of warranty	

Anerkannt / Accepted ☒	Nicht anerkannt / Not Accepted ☐
--	---

Austausch / Replacement	Rücksendung / Return
VB-Nr. / VB No.	Lieferdatum / Delivery Date
Seriennummer / Serial No.:	Geprüft / Inspected: <i>Bm</i>
Lieferdatum / Delivery Date	
Bearbeitet / Processed <i>04.03.21</i>	